


抗カスパーゼ9ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P55211

商品番号: CM0013241



前書き

カスパーゼ9ウサギポリクローナル抗体（pAb）は、ウエスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのカスパーゼ9を認識するため、アポトーシス研究に有用なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カスパーゼ9 ウサギ pAb
備考/別名	MCH6, APAF3, APAF-3, PPP1R56, ICE-LAP6, Caspase-9
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	842
遺伝子ID	842
免疫原	カスパーゼ9 (NP_001220.2) のアミノ酸139～416番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55211
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	氷袋