

WbおよびElisa用 抗Caspr1ウサギモノクローナル抗体 - P78357

商品番号: CM0011302

前書き

ヒトCNTNAP1を標的とする、WBおよびELISA用の高品質な抗Caspr1ウサギモノクローナル抗体。脳組織における傍接合部（paranodal junctions）と髄鞘化の研究に検証済み。156 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspr1 Rabbit mAb
備考/別名	CHN3; P190; CASPR; NRXN4; CNTNAP; Caspr1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8506
GeneID	8506
免疫原	合成ペプチド ヒトCaspr1 (P78357) のアミノ酸700-800領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78357
タンパク質分子量	156kDa
配送	アイスバッグ