


抗Caspr2/Cntnap2 モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Uhc6

商品番号: CM0002500



前書き

WBおよびELISAでの検証が完了した高品質な抗Caspr2/CNTNAP2ウサギモノクローナル抗体です。マウスおよびラットと交差反応します。軸突グリア接合部の組織化と神経疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspr2/CNTNAP2 ウサギmAb
別名	CDFE; NRXN4; AUTS15; CASPR2; PTHSL1; Caspr2/CNTNAP2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	26047
GeneID	26047
免疫原	ヒトCaspr2/CNTNAP2（Q9UHC6）のアミノ酸1232～1331領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9UHC6
タンパク質分子量	148kDa
発送方法	保冷剤