

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Casq2 ウサギポリクローナル抗体 - O14958

商品番号: CM0020101



前書き

ヒトCASQ2（カルセクエストリン-2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。心臓の興奮収縮連関およびカルシウムシグナル研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CASQ2 ウサギ pAb
備考/別名	PDIB2; CASQ2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	845
GeneID	845
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCASQ2 (NP_001223.2) のアミノ酸20-399に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O14958
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ