


Wb、If-P、Ihc-

P、Elisa用抗Casr（細胞外カルシウム感知受容体）ウサギモノクローナル抗体 - P41180

商品番号: CM0007936



前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギモノクローナルCaSR抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。カルシウムシグナル伝達および恒常性の研究に最適です。UniProt P41180。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CaSRウサギmAb
別名／エイリアス	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	846
免疫原	ヒトCaSR（NP_000379.3）のアミノ酸211～310内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41180
タンパク質分子量	121 kDa
配送	保冷バッグ