

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Casrポリクローナル抗体 - P41180

商品番号: CM0018461



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーションされたCASRウサギポリクローナル抗体（PAb）。ヒト、マウス、ラットのCASRを検出します。ヒトCASR（P41180）を標的とします。カルシウム恒常性、腎臓、および副甲状腺の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CASR Rabbit pAb
備考/別名	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHCI; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOCI; CASR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	846
GeneID	846
免疫原	ヒトCASR（NP_000379.3）のアミノ酸180-536に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41180
タンパク質分子量	121kDa
配送	氷袋