

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Castウサギポリクローナル抗体 - P20810

商品番号: CM0023328

前書き

ヒトCAST（カルパスタチン）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAの用途で使用可能です。組換え免疫原を使用し、ヒトサンプルに対する反応性が検証済みです。カルpain阻害および筋タンパク質研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAST Rabbit pAb
備考/別名	BS-17; PLACK; CAST
種	ヒト
GeneID (ヒト)	831
GeneID	831
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCAST (NP_001177371.1) のアミノ酸1〜350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P20810
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	氷袋