


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗カタラーゼ モノクローナル抗体 - P04040

商品番号: CM0002159



前書き

カタラーゼ ウサギ モノクローナル抗体 (P04040) は、ヒト、マウス、ラットでの WB、IHC-P、ELISA で検証済みです。抗酸化酵素である過酸化水素を分解するペルオキシソームのカタラーゼを標的とします。酸化ストレスおよび細胞増殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カタラーゼ ウサギ mAb
備考/別名	CAT; catalase; Catalase
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	847
遺伝子ID	847
免疫原	ヒトカタラーゼ (P04040) の 1-100 アミノ酸配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04040
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ