


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗カタラーゼポリクローナル抗体 - P04040

商品番号: CM0017375



前書き

ヒトのカタラーゼ(CAT)を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。ウサギ体内で生産され、氷冷状態で出荷されます。酸化ストレスおよびペルオキシソーム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カタラーゼ ウサギ pAb
備考/別名	CAT; カタラーゼ; MGCI38422; MGCI38424; カタラーゼ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	847
GeneID	847
免疫原	ヒトカタラーゼ(NP_001743.1)のアミノ酸1-225番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04040
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	氷袋