


WbおよびElisa用抗カタラーゼウサギポリクローナル抗体 - P04040

商品番号: CM0013189



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWBおよびELISAでバリデーション済みのカタラーゼ（CAT）に対するウサギポリクローナル抗体。酸化ストレスおよび細胞増殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	カタラーゼウサギpAb
備考／別名	CAT; catalase; MGC138422; MGC138424; Catalase
種	ヒト
GeneID（ヒト）	847
GeneID	847
免疫原	ヒトカタラーゼ（NP_001743.1）のアミノ酸1～225に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04040
タンパク質分子量	60 kDa
輸送	保冷バッグ