


Anti-Catenin Alpha-2 (Ctnna2) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P26232

商品番号: CM0014855



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAについて検証済みのAnti-Catenin alpha-2 (CTNNA2)

ウサギポリクローナル抗体。アミノ酸167-290を認識します。神経接着および発育の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTNNA2 Rabbit pAb
備考/別名	CAPR; CTNR; CAP-R; CT114; CDCBM9; CTNNA2
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	1496
GeneID	1496
免疫原	ヒトCTNNA2 (NP_001269526.1) のアミノ酸167-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26232
タンパク質分子量	105kDa
配送方法	アイスバック