


Wb、If/Icc、Elisa用抗カテプシンBモノクローナル抗体 - P07858

商品番号: CM0004883



前書き

ヒトカテプシンB（CTSB、APPS）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。タンパク質の代謝回転、腫瘍浸潤、リソソーム分解に参与する約38

kDaのチオールプロテアーゼを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カテプシンB ウサギmAb
備考/別名	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; カテプシンB
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1508
免疫原	ヒトカテプシンBのアミノ酸8-339に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07858
タンパク質重量	38 kDa
配送	アイスバッグ