

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗カテプシンD ポリクローナル抗体 - P07339

商品番号: CM0013394



前書き

ヒトカテプシンD (CTSD, CPSD) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。リソソームタンパク質分解、アルツハイマー病、乳癌の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	カテプシンD ウサギ pAb
備考/別名	CPSD, CLN10, HEL-S-130P, カテプシンD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1509
免疫原	ヒトカテプシンD (NP_001900.1) のアミノ酸21-249に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07339
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ