

抗カテプシンD ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用）- P07339

商品番号: CM0002899



前書き

ヒトカテプシンD（P07339）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。乳がんおよび神経変性に関与するリソソームアスパルチルプロテアーゼであるヒトおよびマウスのカテプシンDを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カテプシンD ウサギmAb
備考・別名	CPSD; CLN10; HEL-S-130P; カテプシンD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1509
遺伝子ID	1509
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P07339
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	保冷剤