

## ウェスタンブロット、Elisa用 抗カテプシンD ウサギポリクローナル抗体 - P07339

商品番号: CM0015747



### 前書き

ヒトカテプシンDを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスのカテプシンDを検出します。タンパク質分解、アルツハイマー病、がんに関する研究に関連します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | カテプシンD ウサギ pAb                                                    |
| 備考/別名       | CPSD; CLN10; HEL-S-130P; Cathepsin D                              |
| 種           | ヒト                                                                |
| GeneID (ヒト) | 1509                                                              |
| GeneID      | 1509                                                              |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 - ヒトカテプシンD (NP_001900.1) のアミノ酸65-412に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                               |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                         |
| 適用          | WB, ELISA                                                         |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                            |
| SWISS       | P07339                                                            |
| タンパク質分子量    | 45kDa                                                             |
| 配送          | 保冷バッグ                                                             |