

Anti-Cathepsin E (Ctse) ウサギ ポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - P14091

商品番号: CM0025433



前書き

Cathepsin E (CTSE) ウサギ
ポリクローナル抗体。WB、IHC-
P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットへの交
差反応性あり。免疫機能、抗原処理、神経変性の研究
に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cathepsin E (CTSE) ウサギ pAb
備考/別名	CATE; Cathepsin E (CTSE)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1510
遺伝子ID	1510
免疫原	ヒト Cathepsin E (CTSE) (P14091) のアミノ酸132-244に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14091
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ