

抗カテプシンGウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P08311

商品番号: CM0003693



前書き

ヒトカテプシンGに対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。抗菌活性や免疫細胞の活性化に関与する29 kDaのプロテアーゼを認識します。免疫学および感染症の研究用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カテプシンG ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	CG; CATG; カテプシンG
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1511
遺伝子ID	1511
免疫原	ヒトカテプシンGのアミノ酸156-255の配列に対応する合成ペプチド (NP_001902.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08311
タンパク質重量	29kDa
配送	アイスバッグ