

Wb、Ihc-P、Elisa用抗カテプシンGウサギポリクローナル抗体 - P08311

商品番号: CM0014155



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証された高品質なウサギ由来抗カテプシンGポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。炎症、感染、免疫におけるセリンプロテアーゼ機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カテプシンG ウサギ pAb
備考・別名	CG; CATG; Cathepsin G
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1511
GeneID	1511
免疫原	ヒトカテプシンG (NP_001902.1) のアミノ酸75～190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08311
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	保冷剤