

Anti-Cathepsin H Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P09668

商品番号: CM0007093



前書き

ヒトプロカテプシンH（UniProt P09668）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。リソソームタンパク質分解およびシステインプロテアーゼ機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cathepsin H Rabbit mAb
備考/別名	ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; Cathepsin H
種	ヒト
遺伝子ID	1512
免疫原	ヒトCathepsin H（NP_004381.2）のアミノ酸150-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09668
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋