


Wb、Ihc-P、Elisa用抗カテプシンLモノクローナル抗体 - P07711

商品番号: CM0006462



前書き

カテプシンLウサギmAb（WB、IHC-P、ELISA用）。ヒトカテプシンL（38kDa）を認識します。リソソーム、抗原プロセッシング、ウイルス侵入における重要なチオールプロテアーゼです。研究用途のみに限定されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カテプシンL ウサギmAb
備考/別名	MEP; CATL; CTSL; カテプシンL
対象種	ヒト
GeneID	1514
免疫原	組換えタンパク質 ヒトカテプシンL（NP_001903.1）のアミノ酸100～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07711
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	氷袋