


Wb、Elisa用抗カテプシンL/V/K/Hポリクローナル抗体 - P07711

商品番号: CM0018559



前書き

ヒトカテプシンL/V/K/Hに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。ヒトおよびラットと反応します。リソソーム分解、抗原プロセッシング、コロナウイルス侵入機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カテプシンL/V/K/HウサギpAb
備考／別名	MEP; CATL; CTSL1; カテプシンL/V/K/H
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1514
遺伝子ID	1514
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P07711
タンパク質分子量	38kDa
輸送	アイスバッグ