


Wb、If/Icc、Elisa用抗カテプシンL/V/K/H ポリクローナル抗体 - P07711

商品番号: CM0016372



前書き

ヒトカテプシンL/V/K/Hに対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。リソソームタンパク質分解、ウイルス侵入、細胞分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	カテプシンL/V/K/H ウサギpAb
備考/別名	MEP; CATL; CTSL1; カテプシンL/V/K/H
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1514
GeneID	1514
免疫原	ヒトカテプシンL/V/K/H (NP_001903.1) のアミノ酸114～333番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07711
タンパク質分子量	38kDa
発送	氷袋