

Wb、Ihc-P、Elisa用抗カテプシンL/V/K/Hウサギモノクローナル抗体 - P07711/O60911/P43235/P09668

商品番号: CM0008338



前書き

カテプシンL/V/K/Hを標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。約38 kDaのバンドを検出します。タンパク質分解および抗原プロセッシングに参与するリソソーム性システインプロテアーゼです。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	カテプシンL/V/K/HウサギmAb
備考/別名	MEP; CATL; CTSL1; カテプシンL/V/K/H
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1514
遺伝子ID	1514/1515/1513/1512
免疫原	合成ペプチド - ヒトカテプシンL/V/K/H (P07711) のアミノ酸50〜150に相当する配列を含む合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07711/O60911/P43235/P09668
タンパク質分子量	38kDa
配送	保冷剤