


Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗カテプシンSウサギポリクローナル抗体 - O70370

商品番号: CM0028525



前書き

マウスおよびラットにおいてWB、IF/ICC、IF-

P、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みの抗カテプシンSウサギポリクローナル抗体です。カテプシンSはMHCクラスII抗原提示およびかゆみシグナル伝達に参与するリソソーム性チオールプロテアーゼです。IVD研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	カテプシンS ウサギ pAb
備考/別名	Cats
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	1520
遺伝子ID	13040
免疫原	マウスカテプシンS (NP_067256.4) のアミノ酸18～340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O70370
タンパク質分子量	38 kDa
配送方法	氷袋