

## カチオン非依存性M6Pr (Igf2R) モノクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P11717

商品番号: CM0005116



### 前書き

ヒト由来カチオン非依存性M6PR (IGF2R) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/IC、ELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応します。リソソーム輸送およびIGF2シグナリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | Cation-independent M6PR (IGF2R) Rabbit mAb                                                            |
| エイリアス    | MPR1; MPR1; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R) |
| 種        | ヒト                                                                                                    |
| 遺伝子ID    | 3482                                                                                                  |
| 免疫原      | 合成ペプチド：ヒト カチオン非依存性M6PR (IGF2R) (NP_000867.3) のアミノ酸2392-2491領域内の配列に対応する合成ペプチド                          |
| ソース      | ウサギ                                                                                                   |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                                                                             |
| アプリケーション | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                     |
| 交差反応性    | ヒト, マウス, ラット                                                                                          |
| SWISS    | P11717                                                                                                |
| タンパク質分子量 | 274 kDa                                                                                               |
| 配送       | アイスバッグ                                                                                                |