

抗カチオン非依存性M6Pr (Igf2R) ポリクローナル抗体 (Wb、If/Icc、Elisa用) - P11717

商品番号: CM0018199



前書き

ヒトのカチオン非依存性M6PR (IGF2R、CD222) を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルに対して反応性を示します。リソソーム輸送およびIGFシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カチオン非依存性M6PR (IGF2R) ウサギpAb
別名	MPRI; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; カチオン非依存性M6PR (IGF2R)
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3482
免疫原	ヒトカチオン非依存性M6PR (IGF2R) (NP_000867.2) のアミノ酸2327～2491番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11717
タンパク質分子量	274kDa
発送方法	氷袋梱包