


抗カチオン非依存性M6Pr (Igf2R) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa対応) - P11717

商品番号: CM0002801



前書き

ヒトのカチオン非依存性M6PR (IGF2R) を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAの用途で検証済みで、ヒトおよびラットと交差反応性を示します。リソソーム輸送およびIGF2シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カチオン非依存性M6PR (IGF2R) ウサギmAb
別名	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3482
GeneID	3482
免疫原	ヒト カチオン非依存性M6PR (IGF2R) (NP_000867.3) のアミノ酸2140～2300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P11717
タンパク質分子量	274kDa
発送方法	保冷剤