

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用

抗カチオン非依存性M6Pr (Igf2R) ウサギPolymab® - P11717

商品番号: CM0006334



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質な抗カチオン非依存性M6PR (IGF2R) ウサギ組換えモノクローナル抗体。

ヒト、マウス、ラットと交差反応します。リソソーム輸送およびIGF2シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カチオン非依存性M6PR (IGF2R) ウサギPolymAb®
備考／別名	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3482
GeneID	3482
免疫原	ヒトカチオン非依存性M6PR (IGF2R) (NP_000867.3) のアミノ酸2140～2300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11717
タンパク質分子量	274 kDa
輸送	保冷バッグ