


Wb、If/Icc、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Caveolin-1モノクローナル抗体 - Q03135

商品番号: CM0007032



前書き

CamelBioは、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を持つ、WB、IF/ICC、IHC-

P、IP、ELISA用の組換え抗Caveolin-

1ウサギmAbを提供します。カベオラ形成、T細胞活性化、およびWntシグナル経路の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caveolin-1 Rabbit mAb
備考/別名	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	857
GeneID	857
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCaveolin-1 (NP_001744.2) のアミノ酸1-80に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03135
タンパク質分子量	20kDa
配送	アイスバッグ