


Anti-Caveolin-1 Rabbit Mab (Ko Validated) For Wb, Ihc-P, Elisa - Q03135

商品番号: CM0002869



前書き

高特異性抗Caveolin-1ウサギモノクローナル抗体。ノックアウト（KO）検証済み。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのCaveolin-1を検出します。カベオラ生物学およびシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] Caveolin-1 Rabbit mAb
備考/エイリアス	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	857
遺伝子ID	857
免疫原	ヒトCaveolin-1 (NP_001744.2) のアミノ酸1-80を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03135
タンパク質分子量	17kDa/20kDa
配送	水袋