

抗Caveolin-2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa対応） - P51636

商品番号: CM0011905

前書き

ヒトCaveolin-

2を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IP、ELISAでの実験が検証済みです。ヒトおよびマウスと反応し、MAPKシグナル伝達とカベオラ形成に関与する分子量18kDaのカベオラ足場タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caveolin-2 ウサギmAb
備考/別名	CAV; Caveolin-2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	858
GeneID	858
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用アッセイ	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51636
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	保冷剤