

Anti-Caveolin-2 Rabbit Pab For Wb - P51636

商品番号: CM0021000

前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗Caveolin-2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。組換え免疫原。カベオラ形成および細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caveolin-2 Rabbit pAb
備考/別名	CAV; Caveolin-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	858
GeneID	858
免疫原	組換えタンパク質[ヒトCAV2 (NP_001224.1) のアミノ酸1-65に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51636
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ