

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗カベオリン-3 ポリクローナル抗体 - P56539

商品番号: CM0030639

前書き

ヒトカベオリン-3に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり（予測されるバンドサイズは約17kDa）。筋鞘修復、カベオラ、筋疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	カベオリン-3 ウサギ pAb
備考/別名	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolin-3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	859
遺伝子ID	859
免疫原	ヒトカベオリン-3 (NP_001225.1) のアミノ酸1-151に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P56539
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ