

抗Caveolin-3ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P56539

商品番号: CM0009449

前書き

ヒトCaveolin-3（P56539）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。カベオラ機能や筋肉特異的疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caveolin-3 ウサギmAb
備考/別名	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolin-3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	859
GeneID	859
免疫原	ヒトCaveolin-3（P56539）のアミノ酸1-151番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56539
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	氷袋