

抗Cavin2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O95810

商品番号: CM0021132

前書き

高品質な抗CAVIN2ウサギポリクローナル抗体で、W B、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。膜曲率およびカベオラ生物学におけるカベオラ関連タンパク質2（cavin-2/PS-p68）の機能を研究する際に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAVIN2 Rabbit pAb
別名	SDR; SDPR; PS-p68; cavin-2; CAVIN2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8436
免疫原	ヒトCAVIN2 (NP_004648.1) のアミノ酸325～425領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISSプロット	O95810
タンパク質分子量	47KDa
発送方法	保冷剤