

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Cbfa2T2 ポリクローナル抗体 - O43439

商品番号: CM0030037

前書き

ヒトCBFA2T2（ES細胞多能性に関与する転写コリプレッサー）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBFA2T2 Rabbit pAb
備考/別名	EHT; p85; MTGR1; ZMYND3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9139
GeneID	9139
免疫原	ヒトCBFA2T2 (NP_005084.1) のアミノ酸325-604に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43439
タンパク質分子量	67kDa
配送	アイスバッグ