


ウェスタンブロッティング(Wb)、Elisa用 抗Cbfa2T3

ウサギポリクローナル抗体 - O75081

商品番号: CM0015334



前書き

転写コリプレッサーCBFA2T3（ETO2/MTG16）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済みです。転写制御およびがん研究に最適です。

。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBFA2T3 ウサギpAb
別名	ETO2; MTG16; MTGR2; ZMYND4; RUNX1T3; CBFA2T3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	863
免疫原	ヒトCBFA2T3 (NP_005178.4) のアミノ酸593～653番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75081
タンパク質分子量	71kDa
輸送方法	保冷剤