


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Cblポリクローナル抗体 - P22681

商品番号: CM0013972



前書き

ヒトCBL（E3ユビキタンパク質リガーゼ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラット組織で検証済み。ユビキチン化、シグナル伝達、およびがん生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBL Rabbit pAb
備考/別名	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	867
遺伝子ID	867
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCBL (NP_005179.2) のアミノ酸850-906に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22681
タンパク質分子量	100kDa
配送	アイスバッグ