


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Cblウサギモノクローナル抗体 - P22681

商品番号: CM0007514



前書き

ヒトE3ユビキチン-タンパク質リガーゼCBL (P22681) を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、IP、ELISAに使用可能。マウスおよびラットとの交差反応性あり。シグナル伝達および腫瘍学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBL ウサギ mAb
備考/別名	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	867
遺伝子ID	867
免疫原	ヒトCBL (NP_005179.2) のアミノ酸850-906に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22681
タンパク質分子量	100kDa
輸送	保冷バッグ