


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cblウサギポリクローナル抗体 - P22681

商品番号: CM0025759



前書き

CBLウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒトCBLを検出し、マウスおよびラットと交差反応します。E3ユビキチンリガーゼシグナリングおよび受容体型チロシンキナーゼ制御に関する研究用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBL ウサギ pAb
備考/別名	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	867
GeneID	867
免疫原	ヒトCBL (NP_005179.2) のアミノ酸850-906に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22681
タンパク質分子量	100kDa
輸送	保冷バッグ