

Wb、Elisa用 Anti-Cblb ウサギポリクローナル抗体 - Q13191

商品番号: CM0024299



前書き

CBLB (Cbl-b, RNF56)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのCBLBを検出。免疫受容体シグナル伝達を調節するE3ユビキチンリガーゼ；免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBLB Rabbit pAb
備考/別名	Cbl-b; RNF56; Nbla00127; CBLB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	868
GeneID	868
免疫原	ヒトCBLB (NP_001308717.1) のアミノ酸883-982領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13191
タンパク質分子量	109kDa
配送	氷袋