


Cblcに対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Ulv8

商品番号: CM0025575



前書き

ヒトCBLC（E3ユビキチンタンパク質リガーゼCBL-C）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウスに交差反応性を示します。ユビキチン化およびEGFRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBLC ウサギpAb
別名	CBL-3; RNF57; CBL-SL; CBLC
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23624
遺伝子ID	23624
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9ULV8
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	保冷剤