

WbおよびElisa用抗Cbl1ウサギポリクローナル抗体 - Q75N03

商品番号: CM0017644

前書き

E3ユビキチンリガーゼであるヒトCBLL1（HAKAI/RNF188）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとも交差反応します。ユビキチン化およびm6Aメチル化経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBLL1ウサギpAb
備考／別名	HAKAI; RNF188; CBLL1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	79872
免疫原	ヒトCBLL1（NP_079090.2）のアミノ酸1〜240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q75N03
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ