

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cbp80ウサギポリクローナル抗体 - Q09161

商品番号: CM0017481



前書き

Western blot、IHC-

P、ELISA用のCBP80（NCBP1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスで検証済み。CBP80は、mRNAのプロセッシングおよび輸送に与するキャップ結合複合体の構成成分です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBP80ウサギpAb
備考／別名	NCBP; Stot1; CBP80
種	ヒト
遺伝子ID	4686（ヒト）
免疫原	ヒトCBP80（NP_002477.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q09161
タンパク質分子量	92kDa
配送	保冷バッグ