


Anti-Cbr1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P16152

商品番号: CM0007140



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用として検証されたCBR1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。カルボニル還元酵素1を標的とし、異物代謝およびプロスタグランジン合成に関与しています。研究および診断用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBR1 Rabbit mAb
備考/別名	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
種	ヒト
遺伝子ID	873
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16152
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ