

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cbr1ウサギモノクローナル抗体 - P16152

商品番号: CM0002093

前書き

ヒトカルボニル還元酵素1（CBR1）に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと反応します。カルボニル還元、グルココルチコイド代謝、薬物解毒の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBR1 ウサギmAb
別名	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	873
GeneID	873
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16152
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	氷袋