


Wb用抗Cbr1ウサギポリクローナル抗体 - P16152

商品番号: CM0022013



前書き

ヒトCBR1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでノックアウト検証済み。ヒトおよびマウスサンプル中の内在性CBR1を検出します。カルボニル還元、薬物代謝、プロスタグランジン合成の研究に使用できます。分子量：約30 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CBR1ウサギpAb
備考／別名	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; R1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	873
GeneID	873
免疫原	ヒトCBR1 (NP_001748.1) のアミノ酸1〜277に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16152
タンパク質分子量	30kDa
輸送	保冷バッグ