

Wb、Elisa用抗Cbr4ウサギポリクローナル抗体 - Q8N4T8

商品番号: CM0030983



前書き

ヒトCBR4 (SDR45C1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ラットと交差反応します。CBR4は、脂肪酸生合成およびキノン解毒に関与するミトコンドリア3-オキシアシル-

[ACP]レダクターゼです。代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBR4 Rabbit pAb
備考/別名	SDR45C1; CBR4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84869
遺伝子ID	84869
免疫原	ヒトCBR4 (NP_116172.2) のアミノ酸1-237に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8N4T8
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋