

Cbsに対するウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - P35520

商品番号: CM0013695



前書き

CBSウサギpAbはWB、IF-P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットの61 kDaシスタチオニンベータシンターゼを検出します。ホモシステイン代謝および硫化水素シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBS ウサギpAb
別名/略称	CBSL; HIP4; CBS
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	875
GeneID	875
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35520
タンパク質分子量	61kDa
配送方法	保冷剤