


Wb、Ihc-P、Elisa向け抗Cbx1/Hp1ベータモノクローナル抗体 - P83916

商品番号: CM0006281



前書き

ヒトCBX1/HP1ベータ(HP1 β)を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。エピゲノム抑制に関与する21kDaのヘテロクロマチンタンパク質を検出します。クロマチン・エピゲネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBX1/HP1ベータ ウサギmAb
備考/別名	CBX; M31; MOD1; p25beta; HP1-BETA; HP1Hsbeta; HP1Hs-beta; CBX1/HP1 beta
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10951
免疫原	ヒトCBX1/HP1ベータ (NP_006798.1) のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P83916
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	氷袋